

同梱物・検査内容チェックシート

こちらは「Gene-Checker 検査キット」の同梱物・採取方法の確認用チェックシートになります。ご自身で採取をされる際にお使いください。尚、このシートは検査キットと一緒に郵送いただく必要はございません。万が一同梱物に不備等がございましたら、03-6811-7081 までお問い合わせください。

同梱物チェック

同梱物はすべて揃っていますか？



同梱物	個数	チェック欄
プラスチック容器 (バーコード付き)	6	<input type="checkbox"/>
ジップ袋 (バーコード付き)	2	<input type="checkbox"/>
バイオハザードバッグ	2	<input type="checkbox"/>
「Gene-Checker」説明書	1	<input type="checkbox"/>
同意書	2	<input type="checkbox"/>
同意書翻訳見本	1	<input type="checkbox"/>
同意書 SAMPLE(記入見本)	1	<input type="checkbox"/>
「Gene-Checker 検査キット」ご使用方法	1	<input type="checkbox"/>
同梱物・検査内容チェックシート	1	<input type="checkbox"/>
返送用箱	1	<input type="checkbox"/>
返送用レターパック	1	<input type="checkbox"/>

※ビニール手袋は各自ご用意をお願いいたします。

検査内容チェック

検査内容は問題なく進められましたか？

検査内容の確認	チェック欄
・手を洗いましたか？	<input type="checkbox"/>
・食後、うがい後から 30 分経っていますか？	<input type="checkbox"/>
・容器の蓋をしっかりと締めましたか？	<input type="checkbox"/>
・検査は 1 人 3 本ずつ、同じように行いましたか？	<input type="checkbox"/>
・ジップ袋のジップはきちんと閉じましたか？	<input type="checkbox"/>
・記入した同意書は同梱しましたか？ ※クリニックで提出をしている場合は不要です	<input type="checkbox"/>



同意書を紛失された場合は、こちらからダウンロードできます
<https://humedit.co.jp/business/shop/gene-checker/>



<https://humedit.co.jp/tarcet-ivd-kits/>

※ご不明点・ご質問がございましたら、お問い合わせください